

LBM BIOPTeam

Tel : 04 74 22 52 09

BRETIN

Tel : 04 74 22 04 44

LALANDE

Tel : 04 74 50 17 89

VONNAS

EXAMEN	Nature de l'échantillon biologique	Prélèvements acceptés	Délai rendu des résultats	Précautions spéciales	Site analytique	Principe de la méthode et équipement (*)
ACIDE LACTIQUE	Sang	Sang total hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)	Délai de réalisation : < 30 minutes à T° ambiante < 60 min dans la glace	Clinique Convert	GEM 5000
ACIDE URIQUE	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
ACIDE VAPLROIQUE (Dépakine)	Sang	SERUM	1 jour (< 2 heures si urgence)	Bien noter les renseignements cliniques liés au dosage des médicaments Voir consigne spécifique pour le moment de dosage	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
ALBUMINE SERIQUE	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
ALPHA FOETOPROTEINE	Sang	SERUM	1 à 2 jours		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
AMIKACINE	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)	Bien noter les renseignements cliniques liés au dosage des médicaments Voir consigne spécifique pour le moment de dosage Ne pas utiliser de tube avec gel séparateur	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
AMMONIEMIE	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)	Conservation dans la glace et transmission sans délai au laboratoire	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
AMPHETAMINES	Urine	Echantillon d'urine	1 à 2 jours		Bretin	Immuno chromatographie
ANTICORPS ANTI THYROGLOBULINE	Sang	SERUM	1 à 7 jours		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
ANTICORPS ANTI THYROPEROXYDASE	Sang	SERUM	1 à 7 jours		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
ANTICORPS ANTI-HBc (totaux)	Sang	SERUM	1 à 2 jours		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
ANTICORPS ANTI-HBs	Sang	SERUM	1 à 2 jours		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
ANTICORPS ANTI-HÉPATITE A (IgG)	Sang	SERUM	1 à 4 jours		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
ANTICORPS ANTI-HÉPATITE A (IgM)	Sang	SERUM	1 à 4 jours		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
ANTIGENE CA 125	Sang	SERUM	1 jour		Lalande	VIDAS
ANTIGENE CA 15-3	Sang	SERUM	1 jour		Lalande	VIDAS
ANTIGENE CA 19-9	Sang	SERUM	1 jour		Lalande	VIDAS
ANTIGENE CARCINO-EMBRYONNAIRE	Sang	SERUM	1 à 2 jours		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
ANTIGENE HBs	Sang	SERUM	1 à 2 jours		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
APO AI	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)	A jeun	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
APO B	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)	A jeun	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
BETA 2 MICROGLOBULINE	Sang	SERUM	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
BILIRUBINE direct	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
BILIRUBINE total	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
BNP	Sang	Plasma EDTA	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
C R P	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
CALCIUM	Sang/Urine	Plasma hépariné Echantillon d'urine Urines de 24H	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
CALCIUM IONISE	Sang	Sang total hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)	Délai de réalisation : < 30 minutes à T° ambiante < 4 h réfrigéré	Clinique Convert	GEM 5000
CANNABIS	Urine	Echantillon d'urine	1 à 2 jours		Bretin	Immuno chromatographie
CARBOXYHEMOGLOBINE	Sang	Sang total hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)	Prélever rapidement le patient après l'exposition suspectée Délai de réalisation : < 30 minutes à T° ambiante < 4 h réfrigéré	Clinique Convert	GEM 5000
CHLORE	Sang/Urine	Plasma hépariné Echantillon d'urine Urines de 24H	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
CHOLESTEROL HDL	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)	A jeun	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
CHOLESTEROL TOTAL	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)	A jeun	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
COCAINE	Urine	Echantillon d'urine	1 à 2 jours		Bretin	Immuno chromatographie
CORTISOL	Sang/Urine	SERUM Urines de 24H	1 à 7 jours	Prélèvement à 8 h ou à partir de 16 heures (en fonction de la prescription), chez un patient reposé, préciser l'heure de prélèvement	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
COTININE	Urine	Echantillon d'urine	1 à 2 jours		Bretin	Immuno chromatographie
CREATINE PHOSPHOKINASE	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
CREATININE	Sang/Urine	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
D DIMERES	Sang	Plasma citraté	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	Sta Compact Max
DETERMINATION DU GROUPE SANGUIN	Sang	Sang total EDTA	1 jour (< 2 heures si urgence)	Préciser si notion de transfusion récente	Lalande	IH 1000
DIGOXINE	Sang	SERUM	1 jour (< 2 heures si urgence)	Bien noter les renseignements cliniques liés au dosage des médicaments Voir consigne spécifique pour le moment de dosage	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
DIHYDROEPIANDROSTERONE SULFATE (SDHA)	Sang	SERUM	1 à 7 jours	Préciser la date des dernières règles	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)

ELECTROPHORESE DES PROTIDES	Sang	SERUM	1 à 4 jours		Bretin	SAS 1/2
Facteur V	Sang	Plasma citraté	1 jour (< 2 heures si urgence)	Délai de transmission Inférieur à 4 heures	Lalande	Sta Compact Max
FER SÉRIQUE	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)	De préférence à jeun le matin	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
FERRITINE	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
FIBRINOGENE	Sang	Plasma citraté	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	Sta Compact Max
FOLATES SERIQUES (Vitamine B9)	Sang	SERUM	1 à 4 jours	A jeun à conserver à l'abri de la lumière	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
FSH	Sang	SERUM	1 jour (< 2 heures si urgence)	Préciser la date des dernières règles	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
G.O.T. (ASAT)	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
G.P.T. (ALAT)	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
GAZ DU SANG (PH, pCO2, pO2, Hb) et panel élargi sur appareil des gaz du sang (GLUCOSE, HEMATOCRITE, Na+, K+, Cl-)	Sang	Sang total hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)	Chasser les éventuelles bulles et obturer la seringue Préciser : - le type de prélèvement : artériel/veineux/Prélèvement post filtre dialyse - le type de respiration : Respi/O2/VNI/post VNI/en air + % FIO2 ou débit d'O2 - la température Délai de réalisation : < 30 minutes à T° ambiante < 60 min dans la glace	Clinique Convert	GEM 5000
GENTAMICINE	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)	Bien noter les renseignements cliniques liés au dosage des médicaments Voir consigne spécifique pour le moment de dosage Ne pas utiliser de tube avec gel séparateur	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
GGT	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
GLUCOSE	Sang/Urine/LCR	LCR Plasma hépariné Plasma sur fluorure de	1 jour (< 2 heures si urgence)	A jeun Prélèvements extérieurs sur tube fluorure	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
HAPTOGLOBINE	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
HCG	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)	Préciser la date des dernières règles / Suspicion de GEU / Suivi post IVG/ITG ou fausse couche	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
HEMOGLOBINE GLYCOSYLEE	Sang	Sang total EDTA Sang total EDTA	1 jour		Vonnas	Variant II Turbo (biorad)
HEMOGRAMME	Sang	Sang total Citraté uniquement pour les plaquettes si amas plaquettaire sur EDTA	1 jour (< 2 heures si urgence)	Préciser si : - traitement à l'héparine ou HBPM - hémopathie connue - traitement anticancéreux Plaquette sur tube citrate : transmission dans les 8H, Rendu uniquement si amas plaquettaire sur tube EDTA	Lalande	Yumizen H
IMMUNO FIXATION DES PROTEINES SERIQUES	Sang	SERUM	1 à 4 jours		Bretin	SAS 1/2
IMMUNOGLOBULINES A	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
IMMUNOGLOBULINES G	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
IMMUNOGLOBULINES M	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
LACTO-DESHYDROGENASE (LDH)	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)	Il est préférable de transmettre rapidement au laboratoire ou prélever cette analyse en fin de tournée afin de diminuer le plus possible le délai avant centrifugation	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
LH	Sang	SERUM	1 jour (< 2 heures si urgence)	Préciser la date des dernières règles	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
LIPASE	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
LITHIUM	Sang	SERUM	1 jour (< 2 heures si urgence)	Bien noter les renseignements cliniques liés au dosage des médicaments Voir consigne spécifique pour le moment de dosage	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
MAGNESIUM	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
METHEMOGLOBINE	Sang	Sang total hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)	Délai de réalisation : < 30 minutes à T° ambiante < 4 h réfrigéré	Clinique Convert	GEM 5000
MICROALBUMINURIE	Urine	Echantillon d'urine Urines de 24H	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
MYOGLOBINE	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
NT-Pro BNP	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	VIDAS
OESTRADIOL	Sang	SERUM	1 jour (< 2 heures si urgence)	Préciser la date des dernières règles	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
OPIACES	Urine	Echantillon d'urine	1 à 2 jours		Bretin	Immunochromatographie
P.T.H.	Sang	SERUM ou Plasma EDTA	1 à 2 jours	Tube sec : transmission dans les 6H Tube EDTA : transmission dans la journée	Lalande	VIDAS
PHOSPHATASES ALCALINES	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
PHOSPHORE	Sang/Urine	Plasma hépariné Echantillon d'urine Urines de 24H	1 jour (< 2 heures si urgence)	Il est préférable de transmettre rapidement au laboratoire ou prélever cette analyse en fin de tournée afin de diminuer le plus possible le délai avant centrifugation	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)

PLAQUETTES	Sang	Sang total EDTA Sang total Citraté uniquement si amas plaquettaire sur EDTA	1 jour (< 2 heures si urgence)	(Transmission tolérée le lendemain) Préciser si : traitement à l'héparine ou HBPM Plaquette sur tube citrate : transmission dans les 8H, Rendu uniquement si amas plaquettaire sur tube EDTA	Lalande	Yumizen H
POTASSIUM	Sang/Urine	Plasma hépariné Echantillon d'urine Urines de 24H	1 jour (< 2 heures si urgence)	Il est préférable de transmettre rapidement au laboratoire ou prélever cette analyse en fin de tournée afin de diminuer le plus possible le délai avant centrifugation	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
PREALBUMINE	Sang	SERUM	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
Procalcitonine (PCT)	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	VIDAS
PROGESTERONE	Sang	SERUM	1 jour (< 2 heures si urgence)	Préciser la date des dernières règles	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
PROLACTINE	Sang	SERUM	1 à 4 jours	Prélèvement entre 8 h et 12 h, patient au repos depuis 15 minutes, en début de cycle chez la femme	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
PROTEINES	Sang/Urine/LCR/ Liquide de ponction	Plasma hépariné Echantillon d'urine Urines de 24H LCR Liquide de ponction	1 jour (< 2 heures si urgence)	Proteines urinaires : éviter les périodes de règles chez les femmes Bien préciser l'origine de la ponction	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
PSA LIBRE	Sang	SERUM	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
PSA TOTAL	Sang	SERUM	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
RECHERCHE D'AGGLUTININES IRREGULIERES	Sang	Plasma EDTA	1 jour (< 2 heures si urgence)	Préciser si notion de traitement par Rophylac	Lalande	IH 1000
RESERVE ALCALINE	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
RETICULOCYTES	Sang	Sang total EDTA	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	Yumizen H
SERODIAGNOSTIC DE CYTOMEGALOVIRUS	Sang	SERUM	1 à 4 jours		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
SERODIAGNOSTIC DE LA MALADIE DE LYME	Sang	SERUM	1 jour		Lalande	VIDAS
SERODIAGNOSTIC DE LA RUBEOLE	Sang	SERUM	1 à 2 jours		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
SERODIAGNOSTIC DE LA TOXOPLASMOSE	Sang	SERUM	1 à 2 jours		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
SERODIAGNOSTIC DU VIRUS EPSTEIN BARR	Sang	SERUM	1 jour		Lalande	VIDAS
SERODIAGNOSTIC H.I.V. 1 et 2	Sang	SERUM	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
SEROLOGIE DE L'HEPATITE C	Sang	SERUM	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
SODIUM	Sang/Urine	Plasma hépariné Echantillon d'urine Urines de 24H	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
TAUX DE PROTHROMBINE	Sang	Plasma citraté	1 jour (< 2 heures si urgence)	Pour les personnes sous AVK : Préciser le nom du médicament et la cible INR et se reporter aux consignes spécifiques pour le moment de dosage	Lalande	Sta Compact Max
TEMPS DE CEPHALINE ACTIVEE	Sang	Plasma citraté	1 jour (< 2 heures si urgence)	Délai de transmission Inférieur à 2h si ttt héparine non fractionnée Préciser la notion de traitement à l'héparine ou HBPM	Lalande	Sta Compact Max
TEST DE COOMBS DIRECT	Sang	Sang total EDTA	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	Gel Biorad
TESTOSTERONE	Sang	SERUM	1 à 7 jours	Préciser la date des dernières règles	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
THYROXINE libre (T4L)	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)	Prélèvement de préférence le matin	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
TRANSFERRINE	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
TRIGLYCERIDES	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)	A jeun	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
TRIODOXYRONINE libre (T3L)	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)	Prélèvement de préférence le matin	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
TROPONINE	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
TSH	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)	Prélèvement de préférence le matin	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
UREE	Sang/Urine	Plasma hépariné Echantillon d'urine Urines de 24H	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
VANCOMYCINE	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)	Bien noter les renseignements cliniques liés au dosage des médicaments Voir consigne spécifique pour le moment de dosage Ne pas utiliser de tube avec gel séparateur	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
VITAMINE 25 OH D (D2+D3)	Sang	Plasma hépariné	1 jour (< 2 heures si urgence)		Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
VITAMINE B 12	Sang	SERUM	1 à 4 jours	à conserver à l'abri de la lumière	Lalande	DXC700AU / DXI 800 (Beckman)
VITESSE DE SEDIMENTATION	Sang	Sang total EDTA	1 jour	Délai de transmission maximum conseillé : 6 à 8 H	Lalande	VSCUBE Menarini